



## • Descripción del producto

### **Tubo Esterilizado de Centrifuga 15ml**

25 tubos/paquete, 20 paquetes/estuche

- OD X H(mm) is 17 x 120mm.
- Polipropileno claro.
- Radiación Esterilizada de Gamma
- La tapa 50% más larga, ideal para evitar la contaminación
- Tapa Azul
- Fondo cónico
- Maximum RCF is 12000 g.
- Libre de ADNasa y ARNasa
- Autoclavable
- Temperature Range is -20°C to 121°C.
- Leak-prof.